

Bittium

Aktivering av MedicalSuite™_ konto

Hurtigveiledning

Utgitt av

Bittium Biosignals Ltd.
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio
Finland
Telefon: +358 40 344 2000
www.bittium.com

Juridisk merknad

Opphavsrett 2024 Bittium Biosignals Ltd. Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel. Bittium Biosignals Ltd beholder eierskapet til og alle andre rettigheter til materialet uttrykt i dette dokumentet. Enhver reproduksjon av innholdet i dette dokumentet uten skriftlig tillatelse fra Bittium Biosignals Ltd er forbudt.

Merknad

Bittium Biosignals Ltd forbeholder seg retten til å endre sine produkter og informasjonen i dette dokumentet uten varsel på grunn av kontinuerlig forbedring og utvikling. Bittium Biosignals Ltd gir ingen garantier av noe slag med hensyn til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Bittium Biosignals Ltd. skal ikke holdes ansvarlig for feil inneholdt her eller for skader i forbindelse med plassering, ytelse eller bruk av dette materialet.

Sammendrag av endringer

Versjon	Dato	Endringer mellom utgivelser	Status
1.0.0	2024.08.27	Dokument opprettet.	Godkjent

Innholdsfortegnelse

1	Generelt.....	4
2	MedicalSuite-kontoaktivering	5
3	Feilsøking.....	12
3.1	Allerede logget inn med en annen konto	12
3.2	Feildialogboksen for oppsett av konto	13
3.3	Feildialogboks for varslinger.....	13
3.4	Feil ved ugyldig passord.....	14



1 GENERELT


Bittium MedicalSuite er en nettbasert fjernovervåkingsplattform som muliggjør administrasjon og analyse av ulike data som registreres i helsevesenet. Tjenesteplattformen legger til rette for sikker informasjons- og datadeling og gjør det mulig for sykehus, klinikker og helsepersonell å samarbeide uansett hvor de befinner seg, så man oppnår raskere undersøkelse, diagnostisering og behandling av en pasient. Bittium MedicalSuite muliggjør trådløs dataoverføring, intelligent dataanalyse og praktiske rapporterings- og administrasjonsmoduler som kan optimaliseres individuelt for hver bruker i henhold til deres behov.

Formålet med dette dokumentet er å gi MedicalSuite-brukeren en trinnvis veiledning for aktivering av MedicalSuite-kontoen. Når kontoen er aktivert, følger den normale innloggingsprosessen instruksjonene i **D0000014942 MedicalSuite plattform HSAT-tjenste Klinisk veilegning** for HSAT-tjenester og i **5800603 MedicalSuite Platform Holter Service Clinical Guide** for Holter-tjenester.


2 MEDICALSUITE-KONTOAKTIVERING

Når du skal logge inn på MedicalSuite for første gang, følger du trinnene nedenfor:

- 1 Gå til **innloggingssiden** for MedicalSuite Center (<https://bittium.medicalsuite.net/>)
- 2 Klikk på **Sign in with Microsoft** (Logg på med Microsoft).




- 3 Skriv inn MedicalSuite-brukernavn som du har fått via e-post (brukernavn@bittium.medicalsuite.net eller brukernavn@medicalsuite.net) og klikk på **Next** (Neste).



MERK

Hvis du allerede er logget inn på Microsoft med en annen konto med samme nettleser, kan du se feilsøking for hjelp. (Kapittel 3.1)

- 4 Skriv inn passordet og klikk på **Sign in** (Logg inn).




Enter password

.....

[Forgot my password](#)

Sign in

- 5 Dialogboksen «More information required» (Mer informasjon kreves) åpnes. Klikk på **Next** (Neste) for å legge til nødvendig informasjon.



More information required

Your organization needs more information to keep your account secure


[Use a different account](#)

[Learn more](#)


Next

- 6 For å fortsette innloggingen må du installere **Microsoft Authenticator-appen** på telefonen. Klikk på **Download now** (Last ned nå) for å starte installasjonsprosessen:
- Et nytt vindu åpnes.
 - Skann QR-koden med telefonen fra det åpne vinduet.
 - Appbutikken åpnes, og du kan laste ned **Microsoft Authenticator-appen** på telefonen.

Følg installasjonsinstruksjonene på telefonen, og klikk på **Next** (Neste) når installasjonen er fullført.




- 7 Åpne Microsoft Authenticator-appen som du nettopp installerte på telefonen. Tillat varsler fra appen ved å velge **Accept** (Godta) og deretter **Continue** (Fortsett). I appen klikker du på **Add account** (Legg til konto) (+ -ikon), velger **Work or school account** (jobb- eller skolekonto) og klikker deretter på **Next** (Neste) i dialogboksen på datamaskinen.




MERK Sjekk feilsøkingen hvis en feildialogboks vises. (Kapittel 3.2)

- 8 Velg **Scan a QR cod** (Skann en QR-kode) i appen.
- 9 Bruk Microsoft Authenticator-appen til å skanne QR-koden på dataskjermen. Når du har skannet QR-koden, klikker du på **Next** (Neste).




- 10 Godkjennt varslingen vi sender til appen din ved å skrive inn nummeret som vises på dataskjermen på telefonen.




MERK Sjekk feilsøkingen hvis en feildialogboks vises. (Kapittel 3.3)

11 Når varslingen er godkjent, klikker du på **Next** (Neste).



12 Microsoft Authenticator-appen er nå installert og konfigurert på telefonen. Klikk på **Done** (Ferdig) for å fortsette innloggingen.



13 Oppdater passordet ditt. Angi et personlig passord for kontoen din og klikk på **Sign in** (Logg inn).

Update your password

You need to update your password because this is the first time you are signing in, or because your password has expired.

Current password

New password

Confirm password


Sign in

Passordet må minst oppfylle følgende krav:

- Minst 8 tegn
- Med minst 3 av det følgende:
 - stor bokstav
 - liten bokstav
 - tall
 - symbol, for eksempel ett eller flere av de følgende: !?_*/()

MERK Sjekk feilsøkingen hvis en feildialogboks vises. (Kapittel 3.4)

- 14 For å fullføre innloggingsprosessen må du godta de forespurte tillatelsene. Klikk på **Accept** (Godta) for å fortsette. Klikk på lenkene for mer informasjon om bruksvilkårene og personvernerklæringen.




- 15 Når tillatelsene er akseptert, åpnes MedicalSuite-dashbordet.

3 FEILSØKING


Hvis du har problemer med den første innloggingen, kan du se instruksjonene nedenfor. Hvis du ikke finner løsningen, kan du kontakte vår tekniske støtte på medical.support@bittium.com.

3.1 Allerede logget inn med en annen konto

- 1 Hvis du allerede er logget inn med en annen konto og vil bytte, klikker du på **Sign in with another account** (Logg inn med en annen konto).




- 2 Velg ønsket konto fra listen, eller klikk på **Use another account** (Bruk en annen konto) hvis du ikke finner ønsket konto i listen.



- 3 Fortsett til trinn 4 i innloggingsprosessen i kapittel 2.

3.2 Feildialogboksen for oppsett av konto


- 1 Hvis installasjonen og oppsettet av Microsoft Authenticator-programmet tar for lang tid, åpnes følgende feildialogboks.



- 2 Gå tilbake til innloggingssiden (<https://bittium.medicalsuite.net/>) og start innloggingsprosessen på nytt fra trinn 1.

3.3 Feildialogboks for varslinger

- 1 Hvis nummeret som vises på skjermen ikke ble skrevet inn raskt nok eller ble skrevet inn feil i programmet, åpnes følgende feildialogboks. Klikk på **Resend notification** (Send varsling på nytt) for å generere et nytt nummer og skrive det inn i Microsoft Authenticator-appen.



- 2 Hvis det lykkes, fortsetter du med trinn 11 i innloggingsprosessen i kapittel 2.

3.4 Feil ved ugyldig passord

- 1 Hvis det nye passordet ikke oppfyller kriteriene som er angitt for passord, åpnes følgende feildialogboks. Kontroller kriteriene og legg til et nytt passord. Klikk på **Sign in** (Logg inn).

Update your password

You need to update your password because this is the first time you are signing in, or because your password has expired.

.....

Passwords can't contain your user ID, and need to be at least 8 characters long, with at least 3 of the following: uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols. [View details](#)

.....

.....

Sign in

- 2 Hvis det lykkes, fortsetter du med trinn 14 i innloggingsprosessen i kapittel 2.

Bittium

NETTSIDE

Du kan finne oppdatert produktinformasjon, dokumenter og oppdateringer ved å besøke Bittium-nettstedet på www.bittium.com

SALG

Ta kontakt med din salgsrepresentant for spørsmål du måtte ha om Bittium-produkter.

Bittium Biosignals Ltd.

Telefon: +358 40 344 2000

Pioneerinkatu 6

E-post: bbs@bittium.com

70800 Kuopio

Nettadresse: <https://www.bittium.com>

Finland

KUNDESTØTTE

Hvis du støter på problemer med ditt medisinske utstyr fra Bittium, kontakt vår tekniske støtte på medical.support@bittium.com