

# Bittium

---

## MedicalSuite™

## Tilin aktivointi

Pikaopas

## Julkaisija

Bittium Biosignals Oy  
Pioneerinkatu 6  
70800 Kuopio  
Suomi  
Puhelin: +358 40 344 2000  
www.bittium.com

## Oikeudellinen ilmoitus

Copyright 2024 Bittium Biosignals Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Bittium Biosignals Oy säilyttää tässä asiakirjassa esitetyn aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet. Tämän asiakirjan sisällön kopiointi ilman Bittium Biosignals Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

## Huomautus

Bittium Biosignals Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan ja tämän asiakirjan tietoja ilman ennakkoilmoitusta jatkuvan parantamisen ja kehittämisen vuoksi. Bittium Biosignals Oy ei anna minkäänlaista takuuta tämän aineiston osalta, mukaan lukien rajoituksetta epäsuoria takuita soveltuvuudesta myyntiin tai tiettyyn tarkoitukseen. Bittium Biosignals Oy ei ole vastuussa tässä esiintyvistä virheistä eikä tämän aineiston toimittamisesta, toiminnasta tai käytöstä aiheutuvista vahingoista.

## Yhteenveto muutoksista

Versio	Päivä	Muutokset	Status
1.0.0	2024.08.27	Dokumentti luotu.	Hyväksytty

## Sisällysluettelo

---

1	Yleistä .....	4
2	MedicalSuite tilin aktivointi .....	5
3	Vianmääritys .....	12
3.1	Kirjautunut sisään toisella tilillä .....	12
3.2	Tilin määrittäminen - virheikkuna .....	13
3.3	Ilmoitusten virheikkuna .....	13
3.4	Salasana ei kelpaa -virheikkuna .....	14

## 1 YLEISTÄ

Bittium MedicalSuite on verkkopohjainen seurantapalvelualusta, joka mahdollistaa terveydenhuollossa tallennettujen erilaisten tietojen hallinnan ja analysoinnin. Palvelualusta helpottaa turvallista tietojen ja datan jakamista, ja sen avulla sairaalat, klinikat ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat työskennellä yhdessä sijainnista riippumatta, mikä mahdollistaa potilaan nopeamman tutkimisen, diagnosoinnin ja hoidon. Bittium MedicalSuite mahdollistaa langattoman tiedonsiirron, älykkään data-analyysin sekä kätevät raportointi- ja hallintamoduulit, jotka voidaan optimoida kullekin käyttäjälle yksilöllisesti tarpeiden mukaan.

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa MedicalSuite-käyttäjälle vaiheittainen opas MedicalSuite-tilin käyttöön. Kun tili on aktivoitu, normaali kirjautumisprosessi noudattaa ohjeita, jotka on esitetty **D0000013601 MedicalSuite -alustan Uniapnean kotitestipalvelun kliininen ohje** -julkaisussa HSAT-palvelujen osalta ja **5800603 MedicalSuite Platform Holter Service Guide** -julkaisussa Holter-palvelujen osalta.


## 2 MEDICALSUITE TILIN AKTIVOINTI

Ensimmäistä kertaa MedicalSuiteen kirjautuminen tapahtuu alla olevien ohjeiden mukaisesti:

- 1 Mene Bittium MedicalSuite Centerin **kirjautumissivulle** (<https://bittium.medicalsuite.net/>)
- 2 Klikkaa **Sign in with Microsoft** (Kirjaudu sisään Microsoftilla).




- 3 Kirjoita kenttään sähköpostitse saamasi MedicalSuite -käyttäjätunnus (username@bittium.medicalsuite.net tai username@medicalsuite.net) ja klikkaa **Next** (Seuraava).



### HUOM

Jos olet jo kirjautunut sisään Microsoftiin toisella tilillä samalla selaimella, katso apua Vianmäärityksestä. (Kappale **Error! Reference source not found.**)

- 4 Kirjoita salasana ja klikkaa **Sign in** (Kirjaudu sisään).




Enter password

.....

[Forgot my password](#)

**Sign in**

- 5 “More information required” (Lisätietoja tarvitaan) -ikkuna aukeaa. Lisää vaaditut tiedot klikkaamalla **Next** (Seuraava).



**More information required**

Your organization needs more information to keep your account secure


[Use a different account](#)

[Learn more](#)


**Next**

- 6 Sisäänkirjautumisen jatkamiseksi, sinun on asennettava **Microsoft Authenticator -sovellus** puhelimeesi. Aloita asennusprosessi valitsemalla **Download now** (Lataa nyt):
- Uusi ikkuna avautuu.
  - Skannaa QR-koodi puhelimesi avautuneesta ikkunasta
  - Sovelluskauppa avautuu ja voit ladata **Microsoft Authenticator -sovelluksen** puhelimeesi.

Seuraa puhelimelta asennusohjeita ja klikkaa **Next** (Seuraava) kun asennus on valmis.




- 7 Avaa puhelimestasi juuri asennettu Microsoft Authenticator -sovellus. Salli sovelluksen ilmoitukset valitsemalla **Accept** (Hyväksy) ja valitse sitten **Continue** (Jatka). Valitse sovelluksesta **Add account** (Lisää tili) (+ -ikoni), valitse **work or school account** (työ- tai koulutili), ja klikkaa sitten tietokoneen valintaikkunasta **Next** (Seuraava).




## HUOM

Tarkista vianmääritys, jos virhevalintaikkuna tulee näkyviin. (Kappale **Error! Reference source not found.**)

- Valitse sovelluksesta **Scan a QR code** (Skannaa QR -koodi).
- Skannaa QR-koodi käyttäen Microsoft Authenticator -sovellusta tietokoneen näytöltä. Kun olet skannannut QR-koodin, klikkaa **Next** (Seuraava).



- Hyväksy sovellukseesi lähettämämme ilmoitus syöttämällä tietokoneen näytöllä näkyvä numero puhelimeesi.







## HUOM

Tarkista vianmääritys, jos virhevalintaikkuna tulee näkyviin. (Kappale **Error! Reference source not found.**)

- 11 Kun ilmoitus on hyväksytty, klikkaa **Next** (Seuraava).



- 12 Microsoft Authenticator -sovellus on nyt onnistuneesti asennettu ja määritetty puhelimeesi. Jatka kirjautumista valitsemalla **Done** (Valmis).



13 Päivitä salasanasi. Aseta tilillesi henkilökohtainen salasana ja valitse **Sign in** (Kirjaudu sisään).

## Update your password

You need to update your password because this is the first time you are signing in, or because your password has expired.

Current password

---

New password

---

Confirm password

---

**Sign in**


Salasanan on täytettävä ainakin seuraavat vaatimukset:

- Vähintään 8 merkkiä pitkä
- Vähintään 3 seuraavista:
  - o iso kirjain
  - o pieni kirjain
  - o numero
  - o symboli, kuten yksi tai useampi seuraavista: !?\_\*/()

#### **HUOM**

Tarkista vianmääritys, jos virhevalintaikkuna tulee näkyviin. (Kappale **Error! Reference source not found.**)

- 14 Kirjautumisprosessin loppuunsaattamiseksi sinun on hyväksyttävä pyydetyt käyttöoikeudet. Jatka valitsemalla **Accept** (Hyväksy). Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojaselosteesta saat napsauttamalla linkkejä.




- 15 Kun käyttöoikeudet on hyväksytty, MedicalSuitein koontinäkö avautuu.

## 3 VIANMÄÄRITYS


Jos sinulla on ongelmia ensimmäisen kirjautumisen kanssa, tarkista alla olevat ohjeet. Jos et löydä ratkaisua, ota yhteyttä tekniseen tukeen osoitteessa [medical.support@bittium.com](mailto:medical.support@bittium.com).

### 3.1 Kirjautunut sisään toisella tilillä

- 1 Jos olet jo kirjautunut sisään toisella tilillä ja haluat vaihtaa sitä, klikkaa **Sign in with another account** (Kirjaudu sisään toisella tilillä).




- 2 Valitse haluttu tili luettelosta tai klikkaa **Use another account** (Käytä toista tiliä), jos haluttu tili ei ole luettelossa.



- 3 Siirry kirjautumisprosessin vaiheeseen 4 kappaleessa 2.

## 3.2 Tilin määrittäminen - virheikkuna


- 1 Jos Microsoft Authenticator -sovelluksen asennus ja käyttöönotto kestää liian kauan, seuraava virheikkuna avautuu.



- 2 Palaa takaisin kirjautumissivulle (<https://bittium.medicalsuite.net/>) ja aloita kirjautumisprosessi alusta vaiheesta 1.

## 3.3 Ilmoitusten virheikkuna


- 1 Jos näytössä näkyvää numeroa ei ole syötetty riittävän nopeasti tai se on syötetty sovelluksessa väärin, seuraava virhevalintaikkuna avautuu. Voit luoda uuden numeron ja syöttää sen Microsoft Authenticator -sovellukseen valitsemalla **Resend notification** (Lähetä ilmoitus uudelleen).



- 2 Jos tämä onnistuu, siirry kirjautumisprosessin vaiheeseen 11 kappaleessa 2.

## 3.4 Salasana ei kelpaa -virheikkuna

- 1 Jos lisätty uusi salasana ei täytä salasanalle asetettuja kriteerejä, seuraava virheikkuna avautuu. Tarkista kriteerit ja lisää uusi salasana. Klikkaa **Sign in** (Kirjaudu sisään).



The screenshot shows a web interface for updating a password. At the top, the heading reads "Update your password". Below this, a message explains that the password needs to be updated either because it's the first login or because it has expired. There are three password input fields, each with a row of eight dots above it. The first field is highlighted with a red border. Below the fields, a red error message states: "Passwords can't contain your user ID, and need to be at least 8 characters long, with at least 3 of the following: uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols. View details". At the bottom right, there is a blue "Sign in" button with a red border.

- 2 Jos tämä onnistuu, siirry kirjautumisprosessin vaiheeseen 14 kappaleessa 2.

# Bittium

## NETTISIVU

---

Löydät ajantasaiset tuotetiedot, asiakirjat sekä päivitykset vieraillemalla Bittiumin verkkosivuilla osoitteessa [www.bittium.com](http://www.bittium.com)

## MYYNTI

---

Ota yhteyttä myyntiedustajaasi, mikäli sinulla on kysyttävää Bittium-tuotteista.

Bittium Biosignals Oy                      Puh.: +358 40 344 2000  
Pioneerinkatu 6                              Sähköposti: [bbs@bittium.com](mailto:bbs@bittium.com)  
70800 Kuopio                                 Nettisivu: <https://www.bittium.com>  
Suomi

## TUKI

---

Jos kohtaat ongelmia Bittium-lääkinnällisten tuotteiden kanssa, ota yhteyttä tekniseen tukeemme osoitteessa [medical.support@bittium.com](mailto:medical.support@bittium.com)